

## **Návod k použití baterií do sluchadel, typy 10, 13, 312, 675 a 675-implant.**

### **Skladování**

Neskladujte tyto baterie v lednici! Baterie skladujte na suchém místě v originálním obalu a při teplotě mezi 10 - 20°C. Baterie ani krátkodobě nevystavujte teplotám nad 50°C, např. v uzavřeném autě na slunci. Balení neohýbejte, aby nedošlo k poškození pečetě a vniknutí vzduchu.

### **Aktivace**

Baterie typu zinek - vzduch nejsou nabíjecí a jsou aktivovány vzdušným kyslíkem. Pečeť (barevná lepicí fólie) udržuje baterii hermeticky uzavřenou. Jakmile odstraníte tuto pečeť, kyslík se dostane do baterie a tím ji aktivuje. Proto neodstraňujte pečeť dříve, než budete baterii používat. Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakmile dojde k aktivaci baterie odstraněním pečetě, započne její vybíjení. Opětovné zapečetění baterie nemá již žádný efekt! Dlouhé jazýčky pečetí pomáhají při snadné manipulaci s baterií při vkládání do přístroje. Po odstranění pečetě vyčkejte 10 sekund, než baterii uzavřete do přístroje.

### **Kontakt s kovem a pokožkou**

Prosíme, vyhněte se přenášení a aktivování baterií pomocí kovových předmětů. Nechtěné zkratování by způsobilo rychlé vybití baterie a z toho důvodu nepřenášejte baterie volně v peněžence nebo kabelce spolu s mincemi nebo klíči. Knoflíkové baterie jsou také citlivé na pot, který se běžně vyskytuje na ruce. Doporučujeme tedy baterii uchopit za jazýček pečetě a takto s ní manipulovat.

### **Recyklace a likvidace**

Použité baterie do naslouchadel nikdy nenechávejte v přístroji déle, než je nezbytně nutné. Podporujte naši snahu o ochranu přírody a nevhazujte použité baterie do koše spolu s ostatním běžným domácím odpadem. Použité baterie umístěte do speciálních kontejnerů, jejichž obsah bude ekologicky recyklován. Použité baterie nevhazujte do ohně.

### **Děti a domácí zvířata**

Zamezte vždy dětem a zvířatům v přístupu k bateriím, aby je nemohly spolknout, vdechnout nebo zničit. V případě, že dojde k neočekávané události, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### **Jan Melichar – BATERIE**

oficiální distributor pro Čechy a Moravu

**Pod strašnickou vinicí 3a, Praha 10**

tel.: 222 767 640

[www.janmelichar.cz](http://www.janmelichar.cz)

eshop: [www.himalaj.cz](http://www.himalaj.cz)